

## JERINGAS (SIN AGUJA)

### Descripción

Jeringas hipodérmicas estériles tipo Luer Slip en blisters individuales, garantizando las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto. Libres de látex.

Poseen una graduación fácilmente identificable que permite una rápida y precisa medición del volumen.

Posee un embolo en punta de caucho siliconado para fácil desplazamiento dentro del barril tanto en su introducción como en su extracción.

### Indicaciones

Producto destinado a la infusión de soluciones/medicinas líquidas y/o la extracción de sustancias líquidas de conductos, cavidades o tejidos del cuerpo.

### Advertencias y Recomendaciones

No utilizar con medicamentos que reaccionan con plásticos

No vuelva a esterilizar y no reutilizar para evitar la transmisión de enfermedades contagiosas

Almacenar en lugar limpio y seco

Contenido garantizado estéril, no pirogénico y no tóxico siempre que el embalaje no esté abierto o dañado

Antes de usar comprobar si la jeringa presenta defectos visuales de fabricación o roturas para evitar la pérdida de medicamento.

### Presentaciones

	CAJA
1 cc/ml	100 U.
3 cc/ml	100 U.
5 cc/ml	100 U.
10 cc/ml	100 U.
20 cc/ml	50 U.
60 cc/ml	25 U.

