

SILLA DE RUEDAS FIJA

JL874-51

Descripción

Brinda asistencia para el desplazamiento a personas con movilidad reducida. Se recomienda su uso en la rehabilitación de lesiones graves a leves, intervenciones quirúrgicas o cualquier discapacidad motriz de los miembros inferiores.

Modo de Acción

Posee apoyabrazos fijos y peldaños rebatibles, asiento y respaldo de PVC acolchado. Cuenta con ruedas frontales y traseras neumáticas que permiten una locomoción segura. El sistema de plegado facilita su transporte y guardado.

Materialidad

Elaborado en aluminio, material de peso ligero, gran durabilidad y resistencia.

Modo de Lavado y Almacenamiento

Limpiar los componentes con un paño. Conservar en un lugar seco. La acumulación de suciedad en los ejes puede obstaculizar el rendimiento de las ruedas. Para mantener un mejor desplazamiento se debe asegurar que las ruedas estén bien lubricadas.

Advertencias y Recomendaciones

No pararse sobre los apoyapiés.

PESO SOPORTADO	136 kg.
ANCHO	71 cm abierta 27 cm cerrada
APOYA BRAZOS	Fijos
PELDAÑOS	Rebatibles
INDUSTRIA/ORIGEN	China

Patologías

Movilidad Reducida.

